

電子質量計

— モニターマン —

フックに吊るして測る質量計です。質量変化の記録や監視もできます。



※原寸大

コンパクト
設計

電池式

かんたん
操作


便利な
記録・監視
機能付

7パターンの
警告音

経時的に変化する例えば排液などの量を重さで計測し、 記録・監視を行います。

便利な! 記録機能


前回の記録が抜けてる…でも大丈夫!
＼モニターマンなら／
過去の記録を確認できます。



記録の種類

- 経過時間: 計測開始からの経過時間
- 積算量: 計測開始からの排液の積算量
- 最新記録: 最新の記録間隔(任意に設定した時間)に計測した排液量
- 過去記録: 過去の記録間隔に計測した排液量

操作簡単! 監視・警告機能



前面ボタンで3種類(多量警告、少量警告、容量警告)の排液量設定を行います。
7パターンの警告音と5パターンの表示部輝度設定も行えます。

1 確認しまーす!

2 ピーピーピー♪

- 多量警告** (ドバッ): 設定時間内の排液量が設定値を超えた場合の警報
- 少量警告** (少ない): 設定時間内の排液量が設定値を下回った場合の警報
- 容量警告** (溢れる): 容器内の排液量が設定値を超えた場合の警報

本製品と排液バッグを正しく取付け、緑色ランプが点灯している状態でスタートボタンを押すと、計測が開始します。
警告が発生した場合は、警告音と警告ランプで自動的にお知らせします。

※詳しい操作方法は、取扱説明書をご参照ください。

主な仕様

※本製品は医療機器ではありません

販売名	モニターマン
形式	MM11
表示部	LCD(白色バックライトあり)
測定範囲	0~4000g(比重換算0~4000ml)
使用温度範囲	0~+40℃
保存温度範囲	-10~+50℃
使用湿度範囲	30~90%RH(結露しないこと)

最大許容誤差	±5g(25℃にて、2000gを越える場合は±10g)
周囲温度の影響	±1g/℃
重量	約270g(電池含める)
電源	単3形アルカリ乾電池×2
電池寿命	約336時間
EMC適合	IEC 60601-1-2:2007に準拠

製造販売業者

代理店

株式会社 MGMT

〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守5-2-55

☎ 06-6659-0140 <https://www.mgmt.co.jp>

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログに使用されている製品画像は、実際の製品と異なる場合があります。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

カタログの内容は2020年7月現在のものです。 100600